



HX-VCFB01 型
VOC 催化剂评价装置

产品介绍手册

苏州华翔世达环保科技有限公司

SuZhou HuaXiang Star Environmental Technology Co., Ltd.

一、概述

VOC 催化剂评价装置，采用铝型材框架集成，设计人性化，外观简洁、美观，操作简单。装置由起源、配气、反应、分析等 5 部分组成，它以不同形式、不同类型的液体和气体为物料，经混合器和汽化器，再经开启式管式炉反应器（石英或不锈钢材质），反应后设有制冷装置和独立的冷凝器与冷储的气液分离器，可对反应前后的气体或液体进行分析。

定制需提供以下技术要求：

- 1) 催化剂装样量
- 2) 反应压力
- 3) 反应器温度
- 4) 气氛模拟：气体组成及含量要求
- 5) 反应空速或气体流量要求

二、反应温度控制系统

采用 PID30 段程序化控温，其控温精度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$

设有过热和断偶保护

热电偶采用 K 型热电偶

三、流量控制系统

气体流量通过质量流量控制器控制

液体采用实验室注射泵或平流泵控制

四、质保期

一年质保期，终生维护

五、货期

订货后 10 个工作日内发货

六、包装与运输

木箱、德邦物流，确保运输安全及高效

HX-JRQ600 气体加热器

苏州华翔世达环保科技有限公司

地 址：苏州工业园区双泾街 59 号

联系电话：0512-68703859

传 真：0512-68703879

网 址：<http://www.sz-hxsd.com>

电子信箱：hxsd@sz-hxsd.com

本公司承诺不断提升产品品质，保留在不经通知的情况下对此产品说明所含信息进行修改的权利。

本说明，已审校，若有遗漏或错误，劳请及时告知。

华翔世达版权所有